



# PRESSALIT®


---

## Dämpfersatz Absenkautomatik + Lift-off (2,0/2,5)

---

**Produktnummer**

A9325  
EAN:5708590356136



---

**Produktkapazität**

---

<b>Gewicht</b>	0,25 kg
<b>Gewicht, brutto</b>	0,25 kg
<b>Gewicht pro kolli</b>	0 kg
<b>Stück per kolli</b>	0
<b>Stück pro Palette</b>	0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---