




PRESSALIT®

| | |
|--|---|
| Produkt Produktnummer | Pressalit Choice Eckregal, Stahl poliert Q10420 |
| Produkt- beschreibung | VVS:772471240 NRF:6190936 RSK:8892166 EAN:5708590352633  <p>Lassen Sie die Pressalit Choice Badaccessoires den Ausdruck Ihres Badezimmers aufwerten und schaffen Sie einen roten Faden mit einem zeitlosen Look. Sie erhalten eine komplette Serie an Accessoires, die in jedes Badezimmer passen.</p> |
| Materialien | Rostfreier Stahl AISI 304 |
| Garantie Reinigung | Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach. Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten. |

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®