




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Pressalit Choice Toilettenpapierhalter, Chrom Schwarz Q50200
Produkt- beschreibung	VVS:776482011 NRF:6190963 RSK:8744052 EAN:5708590351704  Lassen Sie die Pressalit Choice Badaccessoires den Ausdruck Ihres Badezimmers aufwerten und schaffen Sie einen roten Faden mit einem zeitlosen Look. Sie erhalten eine komplette Serie an Accessoires, die in jedes Badezimmer passen.
Materialien	Rostfreier Stahl AISI 304, Befestigungsknoten aus Messing
Garantie Reinigung	Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach. Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com