




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	Sæbedispenser, 330 ml, væghængt, poleret stål Q10700
	VVS:774681140 NRF:6190941 RSK:8507853 EAN:5708590356211
<b>Produktbeskrivelse</b>	
<b>Materialer</b>	Rustfrit stål AISI 304, indsats i PE
<b>Garanti</b> <b>Rengøring</b>	Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)