




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Pressalit Choice Sæbedispenser, 330 ml, væghængt, børstet stål Q30700
Produktbeskrivelse	<p>VVS: 774681100 NRF: 6190957 RSK: 8507854 EAN: 5708590356228</p>  <p>Lad Pressalit Choice tilbehør løfte udtrykket på dit badeværelse og skab sammenhæng med et tidløst look. Du får en komplet serie af tilbehør, der passer ind i ethvert badeværelse.</p> <p>Elegant sæbedispenser til ophæng på væggen. Giver ekstra plads på håndvasken.</p>
Materialer	Rustfrit stål AISI 304, indsats i PE
Garanti Rengøring	<p>Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl.</p> <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.</p> <p>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.</p>

pressalit.com