




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Pressalit Choice Seifenspender, 330 ml, wandhängend, Stahl gebürstet Q30700
Produkt- beschreibung	<p>VVS:774681100 NRF:6190957 RSK:8507854 EAN:5708590356228</p>  <p>Lassen Sie die Pressalit Choice Badaccessoires den Ausdruck Ihres Badezimmers aufwerten und schaffen Sie einen roten Faden mit einem zeitlosen Look. Sie erhalten eine komplette Serie an Accessoires, die in jedes Badezimmer passen.</p> <p>Eleganter Seifenspender zur Wandmontage. Schafft zusätzlichen Platz auf dem Waschbecken.</p>
Materialien	Rostfreier Stahl AISI 304, ABS
Garantie Reinigung	<p>Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt.</p> <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.</p> <p>Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.</p>

pressalit.com