




PRESSALIT®

Article	Matelas
Numéro article	R8487378
	VVS:777541708 EAN:5708590360560 HMI: 125838
Couleur	Bleu marin
Description	<p>Matelas, 805 x 1820 mm, pour table de change, vis de fixation à la table de change incluses.</p> <p>Les vis garantissent que le matelas est fermement fixé à la table de change - à la fois pendant le transfert vers et depuis la table de change et lorsque la table de change est repliée.</p> <p>Matelas, 805 x 1820 mm, pour table de change, vis de fixation à la table de change incluses.</p> <p>Les vis garantissent que le matelas est fermement fixé à la table de change - à la fois pendant le transfert vers et depuis la table de change et lorsque la table de change est repliée.</p>
Matériaux	Le couvre-matelas est 100% en polyester avec polyuréthane, approuvé et conforme à la norme Oeko-Tex 100, classe I. Il est ignifuge et imperméable aux acariens. Le rembourrage en mousse est en mousse de polyuréthane flexible à base de polyester, il est également ignifuge, approuvé et conforme à la norme Oeko-tex 100, classe I.
Ergonomie	Le matelas peut être retourné et est fabriqué à partir d'un matériau hypoallergénique agréable avec une surface facile à essuyer et à garder propre.
Fonctions	Le matelas se retire facilement, ce qui offre une flexibilité d'utilisation et garantit une opportunité optimale pour un nettoyage efficace sur et sous le matelas.





PRESSALIT®

Article	Matelas
Numéro article	R8487378

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®