




PRESSALIT®

|   |   |
|---|---|
| <b>Article</b><br><b>Numéro article</b> | Matelas à langer 1350 mm<br>R8705432  |
| <b>Couleur</b>                          | VVS: 777630832<br>EAN: 5708590366173<br>HMI: 125814<br><br>Gris moyen<br>  |
| <b>Description</b>                      | Les matelas pour table à langer sont disponibles en plusieurs coloris et dans des longueurs adaptées aux différentes longueurs de table à langer.<br><br>Accessoires pour tables à langer<br>Matelas à langer 760 mm x 1350 mm x 30 mm, pour table à langer 1800 mm avec lavabo<br>Sans phthalates  |
| <b>Nettoyage</b>                        | R8701-R8705<br>Comment nettoyer les matelas de table à langer : Housse Techmadin, sans phthalate<br>Nettoyer quotidiennement à l'eau savonneuse, puis essuyer avec un chiffon humide ;<br>laver régulièrement à 60-90° sans utiliser d'adoucissant textile. Rétrécissement après lavage peut se produire.<br>Ne pas tourner avant le lavage. Peut être passé au sèche-linge à max. 60°.<br>Peut être désinfecté à l'aide d'une lingette antiseptique. Pourcentage d'alcool < 70.<br>Ne pas utiliser de désinfectants destinés aux surfaces dures.<br>Rembourrage : Le rembourrage contient uniquement des assouplissants DINP approuvés par l'UE pour l'utilisation dans les articles pour enfants.<br>Ne pas laver la mousse.<br>Ne pas utiliser le matelas sans la housse pour des raisons d'hygiène. |



PRESSALIT®

---

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Article</b>        | Matelas à langer 1350 mm |
| <b>Numéro article</b> | R8705432                 |

---

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®