




PRESSALIT®

| | |
|--|---|
| Product Artikelnummer | Pressalit Choice Reserverolhouder, mat zwart Q40260 |
| Beschrijving | <p>VVS:776591231 NRF:6190345 RSK:8744051 EAN:5708590366890</p>  <p>Laat de serie Pressalit Choice badkameraccessoires het decor van uw badkamer naar een hoger niveau tillen en samenhang creëren met een tijdloze uitstraling. Je krijgt een compleet assortiment accessoires voor elke badkamer.</p> |
| Materialen | Roestvrijstaal AISI304, montage huls uit messing |
| Garantie Reiniging | <p>Op materiaal- en fabricagefouten wordt 2 jaar garantie gegeven.</p> <p>Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.</p> <p>Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.</p> |

pressalit.com