




PRESSALIT®

Universal kipankar beslag till lift-off

Varunummer

BS42999
EAN:5708590366722
DB: 2070096



*20 mm / ** 40 mm

Produktkapacitet

Vikt 0,185 kg

Vikt per kolli 0,185 kg

Vikt per kolli 0,185 kg

Antal per kolli 1

Antal per pall 0

Rengöring Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.

Garanti 10 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.

pressalit.com

PRESSALIT®