



PRESSALIT®

Pressalit Spira S1060

Toalettsits med soft close, lift-off og Polygiene®, inkl. beslag i rostfritt stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varunummer

S1060011-BS37999
EAN:5708590366753
DB: 2070082

Pressalit Spira S1060 har ett elegant utseende som lyfter stilen i varje badrum. Universalbeslaget gör att sitsen kan användas på olika toalettskålar. Sitsen har den exklusiva mjuka soft close-funktionen, lift-off-funktionen för enkel rengöring och certifierad antibakteriell Polygiene®-effekt som hämmar bakterietillväxten 24 timmar om dygnet.






Färg

Vit

Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, model "Pressalit Spira", art. nr. S1060 af gennemfarvet hærdeplast med Polygiene®, med indbygget soft close funktion, inkl. BS37 universal beslag till lift-off i rostfritt stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 135-213 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



Design type

Sandwich



Pressalit Spira S1060

Toalettsits med soft close, lift-off og Polygiene®, inkl. beslag i rostfritt stål

Material	TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av 67 % ureaformaldehydharts, 28 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukttinhåll. Råvaran från leverantören innehåller högst 0,03 % fri formaldehyd och efter härdning ännu mindre. POLYGIENE® (endast relevant för toalettsitsar med Polygiene): Polygiene består av biociden silversalt (silverklorid) som ger en antibakteriell effekt och hämmar bakterietillväxt 24 timmar om dygnet. BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat). DÄMPARSET (gäller endast för toalettsitsar med soft close): Hydraulisk dämpare med dämparhus av rostfritt stål och delar i termoplast. BESLAG Rostfritt stål typ W.nr. 1.4301/M och termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vikt	2,93 kg
Kartong storlek	470x393x78 mm
Vikt per kolli	3,355 kg
Paket storlek	482x404x398 mm
Vikt per kolli	16,775 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	12
Antal per pall	60
Garanti	Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.



PRESSALIT®

Pressalit Spira S1060

**Toalettsits med soft close, lift-off og Polygiene®, inkl. beslag i
rosthfritt stål**

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®