



**Pressalit Norden S1062**  
Toalettsits med soft close, lift-off og Polygiene®, inkl. beslag i rostfritt stål

**Funktioner**

Lift-off, Soft close

**Varunummer**

S1062011-BS38999  
EAN:5708590366777  
DB: 2070084

Pressalit Norden S1062 lyfter vilket badrum som helst med sitt eleganta utseende. Universalbeslaget gör att sitsen kan användas på olika toaletter. Sitsen har också den exklusiva mjukstängningsfunktionen soft close, en lift-off-funktion för enkel rengöring och en certifierad antibakteriell Polygiene®-effekt som hämmar bakterietillväxten 24 timmar om dygnet. De utbytbara emblemen på sidan gör att du kan matcha toalettsitsen med resten av ditt badrum och universalbeslaget gör att sitsen kan användas på flera olika toalettskålar.






**Färg**

Vit

**Beskrivning**

PRESSALIT toalettsits med lock, model "Pressalit Norden", art. nr. S1062 af gennemfarvet hærdeplast med Polygiene®, med indbygget soft close funktion, inkl. BS38 universal beslag till lift-off i rostfritt stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 135-213 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



**Design type**

Sandwich



---

**Pressalit Norden S1062**  
**Toalettsits med soft close, lift-off og Polygiene®, inkl. beslag i**  
**rostfritt stål**

---

**Material**

**TOALETTSITS**

Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av 67 % ureaformaldehydharts, 28 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fuktinnehåll. Råvaran från leverantören innehåller högst 0,03 % fri formaldehyd och efter härdning ännu mindre.

**POLYGIENE® (endast relevant för toalettsitsar med Polygiene):**

Polygiene består av biociden silversalt (silverklorid) som ger en antibakteriell effekt och hämmar bakterietillväxt 24 timmar om dygnet.

**BUFFER**

EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).

**DÄMPARSET (gäller endast för toalettsitsar med soft close):**

Hydraulisk dämpare med dämparhus av rostfritt stål och delar i termoplast.

**BESLAG**

Rostfritt stål typ W.nr. 1.4301/M och termoplast.

**Produktkapacitet**

Belastning - ringsæde 240 kg

---

**Vikt**

3,03 kg

**Kartong storlek**

470x393x78 mm

**Vikt per kolli**

3,455 kg

**Paket storlek**

482x404x398 mm

**Vikt per kolli**

17,275 kg

**Antal per kolli**

5

**Kolli per pall**

12

**Antal per pall**

60

**Rengöring**

Använd en mild tvällösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Norden S1062**  
**Toalettsits med soft close, lift-off og Polygiene®, inkl. beslag i**  
**rostfritt stål**

---

## Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---