



PRESSALIT®

Pressalit Universal S1064

Toalettsits med soft close, lift-off og Polygiene®, inkl. beslag i rostfritt stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varunummer

S1064011-BS37999

EAN:5708590369778

DB: 2085768

Låt din stil lysa igenom i badrummet med Pressalit Universal S1064, som med sitt universalbeslag gör att sitsen kan användas på flera olika toalettskålar. De välkomponerade linjerna är ett stilrent val där funktion och design blir till ett. Upplev en exklusiv och mjuk stängning med soft close och enkel rengöring med den smarta lift-off-funktionen. Sitsen har också den certifierade antibakteriella Polygiene®-effekten, som hämmar bakterietillväxten 24 timmar om dygnet. Du kan enkelt byta ut emblemen på sidan så att toalettsitsen matchar resten av ditt badrum.






Färg

Vit

Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, model "Pressalit Universal", art. nr. S1064 af gennemfarvet hærdeplast med Polygiene®, med indbygget soft close funktion, inkl. BS37 universal beslag till lift-off i rostfritt stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 92-170 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



Design type

Sandwich



Pressalit Universal S1064

Toalettsits med soft close, lift-off og Polygiene®, inkl. beslag i rostfritt stål

Material	TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av 67 % ureaformaldehydharts, 28 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukttinhåll. Råvaran från leverantören innehåller högst 0,03 % fri formaldehyd och efter härdning ännu mindre. POLYGIENE® (endast relevant för toalettsitsar med Polygiene): Polygiene består av biociden silversalt (silverklorid) som ger en antibakteriell effekt och hämmar bakterietillväxt 24 timmar om dygnet. BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat). DÄMPARSET (gäller endast för toalettsitsar med soft close): Hydraulisk dämpare med dämparhus av rostfritt stål och delar i termoplast. BESLAG Rostfritt stål typ W.nr. 1.4301/M och termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vikt	3,275 kg
Kartong storlek	470x393x78 mm
Vikt per kolli	3,7 kg
Paket storlek	482x404x398 mm
Vikt per kolli	18,5 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	12
Antal per pall	60
Garanti	Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.



PRESSALIT®

Pressalit Universal S1064

**Toalettsits med soft close, lift-off og Polygiene®, inkl. beslag i
rodfritt stål**

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®