



PRESSALIT®

Article Numéro article	Pressalit Choice Porte-papier de réserve, blanc mat Q60260
Description	VVS:776591230 NRF:7001072 RSK:8744101 EAN:5708590370453 DB: 2173263  Laissez la série d'accessoires de salle de bain Pressalit Choice rehausser le décor de votre salle de bain et créer une cohérence avec un look intemporel. Vous bénéficiez d'une gamme complète d'accessoires adaptés à toutes les salles de bain.
Matériaux	Acier inoxydable AISI 304, point de fixation en laiton
Garantie Nettoyage	Une garantie de 2 ans est offerte pour les défauts de matériau et de fabrication. Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux. Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

pressalit.com