




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	Pressalit Choice Spiegelhalter 4 Stck., Matt Weiß Q60450
<b>Produkt- beschreibung</b>	<p>VVS:771796130 NRF:7001073 RSK:8663859 EAN:5708590370460 DB: 2173264</p>  <p>Lassen Sie die Pressalit Choice Badaccessoires den Ausdruck Ihres Badezimmers aufwerten und schaffen Sie einen roten Faden mit einem zeitlosen Look. Sie erhalten eine komplette Serie an Accessoires, die in jedes Badezimmer passen.</p> <p>Pressalit Choice Spiegelhalter passend für 5 mm Spiegel.</p>
<b>Materialien</b>	Rostfreier Stahl AISI 304, Befestigungsknoten aus Messing
<b>Garantie</b> <b>Reinigung</b>	<p>Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt.</p> <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.</p> <p>Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.</p>

[pressalit.com](http://pressalit.com)