




PRESSALIT®

Clip de verrouillage + capuchon

Numéro article

A10205
VVS: 616810490
EAN: 5708590369600



Capacité du produit

Poids net	0,022 kg
Poids de carton	0,022 kg
Poids de colis	0 kg
Nombre par colis	0
Nombre par palette	0

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®