




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Pressalit Choice Håndklædekrog, pin, 2 stk., børstet messing Q70150
Produktbeskrivelse	<p>VVS: 775295205 NRF: 7001077 RSK: 8755025 EAN: 5708590372198 DB: 2173268</p>  <p>Lad Pressalit Choice tilbehør løfte udtrykket på dit badeværelse og skab sammenhæng med et tidløst look. Du får en komplet serie af tilbehør, der passer ind i ethvert badeværelse.</p> <p>Nyd sammenhængen i hele dit hjem og brug den elegante håndklædekrog på badeværelset såvel som i køkkenet.</p>
Materialer	Rustfrit stål AISI 304, monteringsindsats i messing.
Garanti Rengøring	<p>Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl.</p> <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.</p> <p>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.</p>

pressalit.com