




# PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	Pressalit Choice Porte-papier de réserve, laiton brossé Q70260
<b>Description</b>	<p>VVS:776591205 NRF:7001079 RSK:8744116 EAN:5708590372211 DB: 2173270</p>  <p>Laissez la série d'accessoires de salle de bain Pressalit Choice rehausser le décor de votre salle de bain et créer une cohérence avec un look intemporel. Vous bénéficiez d'une gamme complète d'accessoires adaptés à toutes les salles de bain.</p>
<b>Matériaux</b>	Acier inoxydable AISI 304, point de fixation en laiton
<b>Garantie</b> <b>Nettoyage</b>	<p>Une garantie de 2 ans est offerte pour les défauts de matériau et de fabrication.</p> <p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux.</p> <p>Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.</p>

[pressalit.com](http://pressalit.com)