




PRESSALIT®

Produkt	Madras til MCT 2
Varenummer	R842717378
	VVS: 777542718 EAN: 5708590373881 HMI: 128440
Farve	Marineblå
Produktbeskrivelse	Madras til MCT 2 mobilt skifteleje, 695 x 1680 mm. Kan også anvendes til MSCT 1 Madras til MCT 2 mobilt skifteleje, 695 x 1680 mm.
Materialer	Madrassens betræk er fremstillet af 100% polyester med polyurethan, som er godkendt i henhold til Øko-Tex 100, klasse 1. Ydermere er det brandhæmmende og husstøvmidetæt. Skummet er fleksibelt polyurethanskum på polyetherbasis, som ligeledes er brandhæmmende og godkendt i henhold til Øko-tex 100, klasse 1.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®