




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Matratze für MCT 2 und MCT 3 R842717378
Farbe	VVS: 777542718 EAN: 5708590373881 HMI: 128440 Marineblau 
Produkt- beschreibung	Matratze für MCT 2 und MCT 3 mobile Ankleidliege, 695 x 1680 mm. Kann auch mit MSCT 1 verwendet werden Matratze für MCT 2 und MCT 3 mobile Ankleidliege, 695 x 1680 mm.
Materialien	Der Matratzenbezug besteht aus 100% Polyester mit Polyurethan, zugelassen gemäß Oeko-Tex 100, Klasse I. Er ist feuerhemmend und für Hausstaubmilben undurchlässig. Die Schaumfüllung besteht aus Polyurethan-Weichschaum auf Polyesterbasis, der ebenfalls feuerhemmend ist und gemäß Oeko-tex 100, Klasse I zugelassen ist.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 3 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.

pressalit.com