




PRESSALIT®

Product Varunummer	Madrass för MCT 2 och MCT 3 R842717378
Färg	VVS: 777542718 EAN: 5708590373881 HMI: 128440 Marinblå
Beskrivning	 Madrass för MCT 2 och MCT 3 mobile vårdbritsar, 695 x 1680 mm. Kan även användas tillsammans med MSCT 1 Madrass för MCT 2 och MCT 3 mobile vårdbritsar, 695 x 1680 mm.
Material	Madrasskyddet är tillverkat av 100% polyester med polyuretan, godkänt i enlighet med Oeko-Tex 100, klass I. Det är brandhämmande och ogenomträngligt för dammkvalster. Skumfyllningen är flexibelt polyesterbaserat polyuretanskum, som också är brandhämmande och godkänt i enlighet med Oeko-tex 100, klass I.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.

pressalit.com

PRESSALIT®