




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	Madras til MCT 2
<b>Varenummer</b>	R842721378
	VVS: 777542728 EAN: 5708590373898 HMI: 128433
<b>Farve</b>	Marineblå
<b>Produktbeskrivelse</b>	Madras til MCT 2 mobilt skifteleje, 695 x 2080 mm. Kan også anvendes med MSCT 1.  Madras til MCT 2 mobilt skifteleje, 695 x 2080 mm.
<b>Materialer</b>	Madrassens betræk er fremstillet af 100% polyester med polyurethan, som er godkendt i henhold til Øko-Tex 100, klasse 1. Ydermere er det brandhæmmende og husstøvmidetæt. Skummet er fleksibelt polyurethanskum på polyetherbasis, som ligeledes er brandhæmmende og godkendt i henhold til Øko-tex 100, klasse 1.
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®