




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	Matratze für MCT 2 R842721378
<b>Farbe</b>	VVS: 777542728 EAN: 5708590373898 HMI: 128433  Marineblau
<b>Produkt- beschreibung</b>	  Matratze für MCT 2 mobile Ankleidliege, 695 x 2080 mm. Kann auch mit MSCT 1 verwendet werden.  Matratze für MCT 2 mobile Ankleidliege, 695 x 2080 mm.
<b>Materialien</b>	Der Matratzenbezug besteht aus 100% Polyester mit Polyurethan, zugelassen gemäß Oeko-Tex 100, Klasse I. Er ist feuerhemmend und für Hausstaubmilben undurchlässig. Die Schaumfüllung besteht aus Polyurethan-Weichschaum auf Polyesterbasis, der ebenfalls feuerhemmend ist und gemäß Oeko-tex 100, Klasse I zugelassen ist.
<b>Garantie</b>	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 3 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®