

PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Matratze für MCT 2 und MCT 3 R842721378
	VVS:777542728
	EAN:5708590373898
	HMI: 128433
Farbe	Marineblau A0
Produkt- beschreibung	Matratze für MCT 2 und MCT 3 mobile Ankleidliege, 695 x 2080 mm. Kann auch mit MSCT 1 verwendet werden. Matratze für MCT 2 und MCT 3 mobile Ankleidliege, 695 x 2080 mm.
Materialien	Der Matratzenbezug besteht aus 100% Polyester mit Polyurethan, zugelassen ger Oeko-Tex 100, Klasse I. Er ist feuerhemmend und für Hausstaubmilben undurchlässig. Die Schaumfüllung besteht aus Polyurethan-Weichschaum auf Polyesterbasis, der ebenfalls feuerhemmend ist und gemäß Oeko-tex 100, Klasse
Garantie	zugelassen ist. Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 3 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermes ausgebessert oder neu geliefert werden.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT.