




PRESSALIT®

Produkt	Brusemadras til MSCT 1
Varenummer	R844717302
	VVS: 777542812 EAN: 5708590373904 HMI: 128437
Farve	Tingrå
Produktbeskrivelse	Brusemadras til MSCT 1 mobilt bruse/skifte leje, 660 x 1660 mm. Brusemadras til MSCT 1 mobilt bruse/skifte leje, 660 x 1660 mm.
Materialer	Madrassens betræk er (svejset) polyester med PVC-belægning. Det er UV-resistent og 100% vandtæt. Det indeholder hverken CFC eller latex. Skummet er fleksibelt polyurethanskum på polyetherbasis, som er godkendt i henhold til Øko-tex 100, klasse 1.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
Overensstemmelses- erklæring	Dette produkt opfylder alle relevante krav i Rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr i risikoklasse I. Det anses for at være tilbehør til medicinsk udstyr, da det ikke i sig selv er medicinsk udstyr, men er bestemt til at blive anvendt sammen med flere slags bestemt medicinsk udstyr, for specifikt at muliggøre, at det medicinske udstyr kan anvendes i overensstemmelse med sit erklærede formål.





PRESSALIT®

Produkt	Brusemadras til MSCT 1
Varenummer	R844717302



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®