




PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	Brusemadras til MSCT 1 R844721302
<b>Farve</b>	Tingrå
<b>Produktbeskrivelse</b>	VVS: 777542822 EAN: 5708590373928 HMI: 128434  Brusemadras til MSCT 1 mobilt bruse/skifte leje, 660 x 2060 mm. Brusemadras til MSCT 1 mobilt bruse/skifte leje, 660 x 2060 mm.
<b>Materialer</b>	Madrassens betræk er (svejset) polyester med PVC-belægning. Det er UV-resistent og 100% vandtæt. Det indeholder hverken CFC eller latex. Skummet er fleksibelt polyurethanskum på polyetherbasis, som er godkendt i henhold til Øko-tex 100, klasse 1.
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
<b>Overensstemmelses- erklæring</b>	Dette produkt opfylder alle relevante krav i Rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr i risikoklasse I. Det anses for at være <b>tilbehør</b> til medicinsk udstyr, da det ikke i sig selv er medicinsk udstyr, men er bestemt til at blive anvendt sammen med flere slags bestemt medicinsk udstyr, for specifikt at muliggøre, at det medicinske udstyr kan anvendes i overensstemmelse med sit erklærede formål.



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	Brusemadras til MSCT 1
<b>Varenummer</b>	R844721302



[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®