




PRESSALIT®

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Article</b><br><b>Numéro article</b> | Matelas de douche pour MSCT 1<br>R844721302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Couleur</b>                          | VVS: 777542822<br>EAN: 5708590373928<br>HMI: 128434<br><br>Gris étain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Description</b>                      | <br><br>Matelas de douche pour MSCT 1 chariot de douche et de change, 660 x 2060 mm.<br>1,6 m tuyau incluse.<br><br>Matelas de douche pour MSCT 1 chariot de douche et de change, 660 x 2060 mm.<br>1,6 m tuyau incluse.                                                                                                       |
| <b>Matériaux</b>                        | La housse du matelas est en tissu polyester soudé avec un revêtement PVC. Il est résistant aux UV et 100% imperméable à l'eau. Il ne contient ni CFC ni latex. Le rembourrage en fait en mousse polyuréthane flexible à base de polyéther, approuvée et conforme à la norme Oeko-tex 100, Classe I.                                                                                                               |
| <b>Garantie</b>                         | Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 3 ans à partir de la date de facturation.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Déclaration de conformité</b>        | Ce produit répond aux exigences pertinentes du Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux dans la classe de risque I. Ce produit est considéré comme un <b>accessoire</b> de dispositif médical, car sans être lui-même un dispositif médical, il est destiné à être utilisé avec plusieurs dispositifs médicaux donnés pour permettre une utilisation de ces derniers conforme à leur destination. |

pressalit.com