




PRESSALIT®

Product Varunummer	Duschmadrass för MSCT 1 R844721302
Färg	Tenngrå
Beskrivning	VVS: 777542822 EAN: 5708590373928 HMI: 128434  Duschmadrass för MSCT 1 mobil duschbrits, 660 x 2060 mm. Inkl. 1,6 m slang. Duschmadrass för MSCT 1 mobil duschbrits, 660 x 2060 mm. Inkl. 1,6 m slang.
Material	Madrassöverdraget är svetsat polyester med PVC-beläggning. Det är UV-beständigt och 100% vattentätt. Den innehåller varken CFC eller latex. Skumfyllningen är flexibelt polyeterbaserat polyuretanskum, godkänt i enlighet med Oeko-tex 100, klass I.
Garanti Rengöring	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum. Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Sprit (husholdningssprit) Tvättsprit 70% Safe Zone Plus Selgiene Extreme Microsan Accel PREvention Wipes Lingettes Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.



PRESSALIT®

Product	Duschmadrass för MSCT 1
Varunummer	R844721302
Överensstämmelses deklaration	Denne produkt uppfyller alla relevanta krav av Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter i risk klass I. Denne produkt är tillbehör till en medicinteknisk produkt, da den i sig inte är en medicinteknisk produkt, men som är avsedd att användas tillsammans med flera bestämda medicintekniska produkter för att särskilt möjliggöra användningen av de medicintekniska produkterna för deras avsedda ändamål.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®