




PRESSALIT®

Article Numéro article	Matelas de douche pour MSCT 1 R844721304
Couleur	VVS: 777542821 EAN: 5708590373935 HMI: 128434 Gris perle
Description	 Matelas de douche pour MSCT 1 chariot de douche et de change, 660 x 2060 mm. 1,6 m tuyau incluse. Matelas de douche pour MSCT 1 chariot de douche et de change, 660 x 2060 mm. 1,6 m tuyau incluse.
Matériaux	La housse du matelas est en tissu polyester soudé avec un revêtement PVC. Il est résistant aux UV et 100% imperméable à l'eau. Il ne contient ni CFC ni latex. Le rembourrage en fait en mousse polyuréthane flexible à base de polyéther, approuvée et conforme à la norme Oeko-tex 100, Classe I.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 3 ans à partir de la date de facturation.
Déclaration de conformité	Ce produit répond aux exigences pertinentes du Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux dans la classe de risque I. Ce produit est considéré comme un accessoire de dispositif médical, car sans être lui-même un dispositif médical, il est destiné à être utilisé avec plusieurs dispositifs médicaux donnés pour permettre une utilisation de ces derniers conforme à leur destination.

pressalit.com