




PRESSALIT®

Produkt	TMA 2 armstøtte til montering på toilet, bredere pasform
Varenummer	R1191112000
Farve	VVS:615724100 NRF:6190325 EAN:5708590376240 HMI: 130727 Hvid
Produktbeskrivelse	 TMA-armstøtter fås i forskellige bredder og modeller med eller uden toiletsæde. TMA 2 armstøtter til montering på toilet, inkl. BL1999 beslag. Grå håndtag. BL1-beslag anbefales kun med R26, R27, R28, R29, R30, R36, R37 eller R38 toiletsæder.
Justerbarhed	Fastmonteret
Materialer	Pulverlakeret, rustfrit stål. Blød polyuretan. <i>Brændbarhedstestet (ISO 8191-1). Testrapport tilgængelig.</i>
Ergonomi	Solide greb der giver god støtte, og de polstrede håndtag giver komfort for hænder og arme.
Funktioner	Armstøtterne kan slås individuelt op.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.
Overensstemmelses-erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.



PRESSALIT®

Produkt	TMA 2 armstøtte til montering på toilet, bredere pasform
Varenummer	R1191112000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®