




Produkt Produktnummer	TMA 2 Armstütze zur Montage auf Toilette, breitere Passform R1191112000
Farbe	Wei
Produkt- beschreibung	<p>VVS:615724100 NRF:6190325 EAN:5708590376240 HMI: 130727</p>  <p>Die TMA-Armsttzen gibt es in verschiedenen Breiten und in Modellen mit oder ohne Toilettensitz.</p> <p>TMA 2 Armsttze fr Montage auf Toilette, inkl. mit BL1999 Scharnier. Dunkelgraue Griffe.</p> <p>BL1 Scharnier, der nur mit R26, R27, R28, R29, R30, R36, R37 oder R38 empfohlen wird.</p>
Verstellung	Festmontage
Materialien	Pulverbeschichteter Edelstahl. Weiches Polyurethan. <i>Entflammbarkeitsgeprft (ISO 8191-1). Testbericht verfgbar.</i>
Ergonomie	Die soliden Armsttzen geben einen guten Halt und die gepolsterten Griffe sind angenehm fr Arme und Hnde.
Funktionen	Die Armsttzen sind individuell hochklappbar.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewhr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, tzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberflche nicht zu beschdigen.</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflchenschden und Missfrbungen entstehen knnen.</p>



PRESSALIT®

Produkt	TMA 2 Armstütze zur Montage auf Toilette, breitere Passform
Produktnummer	R1191112000
Konformitäts- erklärung	Diese Produkt ist gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert worden.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®