




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	TMA 2 toiletsteunen voor montage op toilet, wijdere pasvorm R1191112000
Kleur	VVS:615724100 NRF:6190325 EAN:5708590376240 HMI: 130727 Wit 
Beschrijving	TMA toiletsteunen zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes en modellen met of zonder toiletzitting. TMA 2 toiletsteunen voor montage op toilet, incl. BL1999 scharnier. Donkergrijze handvatten. BL1 alleen aanbevolen met de volgende toiletzittingen R26, R27, R28, R29, R30, R36, R37 of R38.
Verstelbaarheid	Vaste montage
Materialen	Gepoedercoat roestvrij staal. Zacht polyurethaan. Ontvlambaarheid getest (ISO 8191-1). Testrapport beschikbaar.
Ergonomy	De opklapbare toiletsteunen geven een goede ondersteuning en de gevormde handvatten zijn comfortabel voor de handen en armen.
Functie	De toiletsteunen kunnen individueel worden opgeklapt.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.
Reiniging	Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen chloorhoudende, bijtende of schurende reinigingsmiddelen aangezien dit kan leiden tot oppervlak beschadigd.
Conformiteits verklaring	Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.



PRESSALIT®

Product	TMA 2 toiletsteunen voor montage op toilet, wijdere pasvorm
Artikelnummer	R1191112000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®