




PRESSALIT®

Product Varunummer	TMA 2 armstöd till montering på toalett, bredare passform R1191112000
Färg	VVS:615724100 NRF:6190325 EAN:5708590376240 HMI: 130727 Vit
Beskrivning	 TMA armstöd finns i olika bredder och modeller med eller utan toalettsits. TMA 2 toalettarmstöd för montering på Toalett. Med BL1999 beslag. Mörkgrå handtag. BL1 beslag som endast rekommenderas tillsammans med toalettsits R26, R27, R28, R29, R30, R36, R37 eller R38.
Justerbar	Fast höjd
Material	Pulverlackerad rostfritt stål. Mjuk polyuretan. <i>Brännbarhetstestad (ISO 8191-1). Testrapport tillgänglig.</i>
Ergonomi	Rejåla grepp som ger bra stöd, och vadderade handtag ger komfort för händer och armar.
Funktioner	Armstöden kan fällas upp individuellt.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.
Överensstämmelses deklaration	Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
	Denne produkt är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.



PRESSALIT®

Product	TMA 2 armstöd till montering på toalett, bredare passform
Varunummer	R1191112000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®