




PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	Matratze für Wickeltisch 800 mm R8700000
<b>Farbe</b>	VVS: 777630780 EAN: 5708590376530  Weiß  
<b>Produkt- beschreibung</b>	Matratzen für Wickeltische gibt es in mehreren Farben und in Längen, die auf die unterschiedlichen Wickeltischlängen abgestimmt sind.  Zubehör für Wickeltisch Matratze 760 mm x 800 mm x 30 mm, für 800 mm Wickeltisch Phthalatfrei
<b>Reinigung</b>	R8701-R8705 Polster (Bezug): Techmadin (phthalatfreies Material) Reinigen Sie den Bezug täglich mit Seifenwasser und wischen Sie anschließend mit einem feuchten Tuch nach. Waschen Sie den Bezug regelmäßig bei 60-90°C ohne Weichspüler. Schrumpfung nach dem Waschen kann auftreten. Drehen Sie den Bezug vor dem Waschen nicht auf links. Kann im Wäschetrockner getrocknet werden bei max. 60°. Sie können die Auflage mit antiseptischen Tüchern desinfizieren. Alkoholgehalt < 70 %. Verwenden Sie keine Desinfektionsmittel, die für harte Oberflächen bestimmt sind. Füllung: (Schaumstoff) Der Schaumstoff enthält ausschließlich DINP-Weichmacher, die von der EU für die Verarbeitung in Produkten für Kinder freigegeben sind. Der Schaumstoff darf nicht gewaschen werden. Verwenden Sie die Auflage aus hygienischen Gründen nur mit Bezug.



PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	Matratze für Wickeltisch 800 mm
<b>Produktnummer</b>	R8700000

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®