




<b>Produkt</b>	Matratze
<b>Produktnummer</b>	R8481378
	VVS: 777540928 EAN: 5708590376592 HMI: 125838
<b>Farbe</b>	Marineblau
<b>Produkt- beschreibung</b>	 <p>Matratze für Pflegeliege mit den Abmessungen 725 x 1200 mm, Abmessung der Matratze: 680 x 1100 mm. Der Matratze kann leicht entfernt werden, dies schafft Flexibilität bei der Verwendung und gewährleistet optimale Möglichkeiten für eine effektive Reinigung über und unter der Matratze.</p> <p>Der Matratze kann umgedreht werden und besteht aus einem angenehmen hypoallergenen Material mit einer Oberfläche, die leicht abzuwischen und sauber zu halten ist.</p> <p>Matratze für Pflegeliege mit den Abmessungen 725 x 1200 mm, Abmessung der Matratze: 680 x 1100 mm. Der Matratze kann leicht entfernt werden, dies schafft Flexibilität bei der Verwendung und gewährleistet optimale Möglichkeiten für eine effektive Reinigung über und unter der Matratze.</p> <p>Der Matratze kann umgedreht werden und besteht aus einem angenehmen hypoallergenen Material mit einer Oberfläche, die leicht abzuwischen und sauber zu halten ist.</p>
<b>Materialien</b>	Der Matratzenbezug besteht aus 100% Polyester mit Polyurethan, zugelassen gemäß Oeko-Tex 100, Klasse I. Er ist feuerhemmend und für Hausstaubmilben undurchlässig. Die Schaumfüllung besteht aus Polyurethan-Weichschaum auf Polyesterbasis, der ebenfalls feuerhemmend ist und gemäß Oeko-tex 100, Klasse I zugelassen ist.



PRESSALIT®

---

<b>Produkt</b>	Matratze
<b>Produktnummer</b>	R8481378

---

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®