




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Væghængt toilet uden skyllekant, 540 mm R2098000
Farve Produktbeskrivelse	VVS:613232000 NRF:6191063 EAN:5708590377155 Hvid  Toilet, væghængt, afstand væg til front: 540 mm. Ekskl. vægbefæstigelse. Toilet, væghængt, afstand væg til front: 540 mm. Ekskl. vægbefæstigelse.
Produktkapacitet	Maks. belastning: 400 kg.
Materialer Ergonomi Garanti	Sanitetsporcelæn Et væghængt toilet giver mulighed for montering i individuel højde. Nedenunder er der plads til kørestolsbrugerens fodstøtter, mobilliftens ben og hjælperens fødder. Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

pressalit.com