




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Wandcloset, randloos, 540 mm R2098000
Kleur	Wit
Beschrijving	VVS:613232000 NRF:6191063 EAN:5708590377155  Wandcloset, afstand vanaf muur tot voorzijde: 540mm. Excl bevestigingsset. Wandcloset, afstand vanaf muur tot voorzijde: 540mm. Excl bevestigingsset.
Product capaciteit	Maximaal belastbar tot 400 kg
Materialen	Keramiek
Ergonomy	Wand hangend closet maakt montage op individuele hoogte mogelijk. Laat ruimte over voor voetsteun, poten van mobiele lift en de voeten van een verzorger.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.

pressalit.com