




PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit Style Toalettborste, krom/vit PR20810
Beskrivning	VVS: 778496004 NRF: 7001535 RSK: 8714312 EAN: 5708590377407 DB: 2266854  Låt elegansen och din personliga stil skina igenom med Pressalit Style. De långa, eleganta och grafiska silhuetterna ger dig ett spännande uttryck i badrummet som inte bara är ett estetiskt klyft - utan visar även att du har fattat ett aktivt beslut om att låta extraordinär dansk design ingå i din heminredning. Produkterna är enkla att montera med antingen medföljande skruvar eller med lim som kan köpas till. Ge badrummet ett extra lyft med den vackert designade toalettborsten, som kan stå på golvet eller hängas upp på väggen. Diskret gummiring under botten säkerställer att toalettborsten står stadigt på golvet.
Garanti Rengöring	2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel. Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com

PRESSALIT®