




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Pressalit Style Toiletspand, børstet stål/sort PR10950
Produktbeskrivelse	VVS:777742115 NRF:7001517 RSK:8900157 EAN:5708590375106 DB: 2266838  Lad elegancen og din personlige stil skinne igennem med Pressalit Style. De lange, elegante og grafiske silhuetter giver dig et spændende udtryk på badeværelset og byder ikke blot på et æstetisk løft - de viser også, at du har truffet et aktivt valg om at lade ekstraordinært dansk design indgå i indretningen af dit hjem. Produkterne er nemme at montere med enten medfølgende skruer eller med lim, som kan tilkøbes. Fuldend udtrykket på badeværelset med elegante detaljer. Udtagelig inderspand på 5,0 liter. Toiletspanden åbnes med et let tryk på låget og kan stå på gulvet eller hænges op på væggen, hvis du vil udnytte gulvpladsen og lette rengøringen. Diskret gummiring under bunden sikrer, at toiletspanden står bedre fast, hvis den placeres på gulvet.
Garanti Rengøring	Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.



PRESSALIT®

Produkt	Pressalit Style Toiletspland, børstet stål/sort
Varenummer	PR10950

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®