




| | |
|-------------------------------------|---|
| Produkt Varenummer | Pressalit Style Toiletspand, mat sort PR40950 |
| Produktbeskrivelse | <p>VVS: 777742131 NRF: 7001553 RSK: 8900161 EAN: 5708590375380 DB: 2266870</p>  <p>Lad elegancen og din personlige stil skinne igennem med Pressalit Style. De lange, elegante og grafiske silhuetter giver dig et spændende udtryk på badeværelset og byder ikke blot på et æstetisk løft - de viser også, at du har truffet et aktivt valg om at lade ekstraordinært dansk design indgå i indretningen af dit hjem. Produkterne er nemme at montere med enten medfølgende skruer eller med lim, som kan tilkøbes.</p> <p>Fuldend udtrykket på badeværelset med elegante detaljer. Udtagelig inderspand på 5,0 liter.</p> <p>Toiletspanden åbnes med et let tryk på låget og kan stå på gulvet eller hænges op på væggen, hvis du vil udnytte gulvpladsen og lette rengøringen. Diskret gummiring under bunden sikrer, at toiletspanden står bedre fast, hvis den placeres på gulvet.</p> |
| Garanti Rengøring | <p>Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl.</p> <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.</p> <p>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.</p> |



PRESSALIT®

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Produkt | Pressalit Style Toiletspand, mat sort |
| Varenummer | PR40950 |

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®