



PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit Style Toaletthick, matt svart PR40950
Beskrivning	VVS:777742131 NRF:7001553 RSK:8900161 EAN:5708590375380 DB: 2266870  Låt elegansen och din personliga stil skina igenom med Pressalit Style. De långa, eleganta och grafiska silhuetterna ger dig ett spännande uttryck i badrummet som inte bara är ett estetiskt klyft - utan visar även att du har fattat ett aktivt beslut om att låta extraordinär dansk design ingå i din heminredning. Produkterna är enkla att montera med antingen medföljande skruvar eller med lim som kan köpas till. Fullända uttrycket i badrummet med eleganta detaljer. Avtagbar innerbehållare på 5,0 liter. Toaletthickbehållaren öppnas med ett lätt tryck på locket och kan stå på golvet eller hängas upp på väggen om du vill utnyttja golvplatsen och underlätta rengöringen. Diskret gummiring under botten säkerställer att toaletthickbehållaren står stadigt, om den placeras på golvet.
Garanti Rengöring	2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel. Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.



PRESSALIT®

Product	Pressalit Style Toaletthink, matt svart
Varunummer	PR40950

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®