



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	Pressalit Style Kleber, 10 ml
<b>Produktnummer</b>	PR00999
<b>Produkt- beschreibung</b>	<p>VVS:775297900 NRF:7001499 RSK:4095543 EAN:5708590377353 DB: 2272556</p> <p>Befestigen Sie Ihre Badaccessoires oder Ihr Duschstangenset ganz einfach mit Kleber an der Wand. Fugen in Feuchträumen bleiben intakt und gebrochene Fliesen werden vermieden.</p> <p>Belastbarkeit bis 200 kg.</p> <p>Der Kleber in einer Tube reicht für die Montage eines Duschstangensets oder um bis zu 10 Halterungen für Badaccessoires von Pressalit zu montieren.</p>
<b>Materialien</b>	Hybridpolymer STPU
	Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

[pressalit.com](http://pressalit.com)