



PRESSALIT®

Produkt	Fernbedienung für SCT 1000/2000/2100/3000 und CT 4000
Produktnummer	R8493
	EAN:5708590378350
Produkt- beschreibung	Kann als zusätzliches Zubehör oder als Ersatzteil erworben werden. Fernbedienung für SCT 1000/2000/2100/3000 und CT 4000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®