



PRESSALIT®

Article Numéro article	Télécommande pour SCT 1000/2000/2100/3000 et CT 4000 R8493
Description	EAN:5708590378350 Peut être acheté comme accessoire supplémentaire ou comme pièce de détachées. Télécommande pour SCT 1000/2000/2100/3000 et CT 4000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®