




PRESSALIT®

| | |
|--|---|
| Product Artikelnummer | Pressalit Choice Muurkorf, mat zwart Q40410 |
| Beschrijving | <p>VVS:772471331 NRF:7001575 RSK:8890000 EAN:5708590381831</p>  <p>Laat de serie Pressalit Choice badkameraccessoires het decor van uw badkamer naar een hoger niveau tillen en samenhang creëren met een tijdloze uitstraling. Je krijgt een compleet assortiment accessoires voor elke badkamer.</p> |
| Materialen | Roestvrijstaal AISI304 |
| Garantie Reiniging | <p>Op materiaal- en fabricagefouten wordt 2 jaar garantie gegeven.</p> <p>Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.</p> <p>Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.</p> |

pressalit.com