




PRESSALIT®

Article Numéro article	Pressalit Choice Porte-serviettes 60 x 12 cm, double, laiton brossé Q70550
Description	<p>VVS:775711205 NRF:7001581 RSK:8920051 EAN:5708590381893 DB: 2425192</p>  <p>Laissez la série d'accessoires de salle de bain Pressalit Choice rehausser le décor de votre salle de bain et créer une cohérence avec un look intemporel. Vous bénéficiez d'une gamme complète d'accessoires adaptés à toutes les salles de bain.</p>
Matériaux	Acier inoxydable AISI 304, point de fixation en laiton
Garantie Nettoyage	<p>Une garantie de 2 ans est offerte pour les défauts de matériau et de fabrication.</p> <p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux.</p> <p>Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.</p>

pressalit.com