




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	TMA 3 armstøtte til montering på toilet, passer til IFØ Spira toilet 6261, Spira 6293 og Sign 6893 R1192112
Farve	VVS: 615725112 EAN: 5708590387475 HMI: 139267 Antracitgrå
Produktbeskrivelse	 TMA-armstøtter fås i forskellige bredder og modeller med eller uden toiletsæde. TMA 3 armstøtter til montering på toilet. Antracitgrå håndtag. Inkl. to toiletpapir holdere. Ekskl. beslag. Bundmontage. Passer på IFØ Spira toilet 6261, Spira 6293 og Sign 6893. Anbefales med Pressalit Sign 553 + 554 toiletsæder.
Justerbarhed	Fastmonteret
Produktkapacitet	Maksimal brugervægt, total: 150 kg. Maksimal belastning pr. armstøtte: 75 kg.
Materialer	Anodiseret aluminium og ABS.
Ergonomi	Solide støtter og håndtag der giver god støtte og komfort for hænder og arme.
Funktioner	Armstøtterne er opklappelige. Armstøtterne kan slås op og ned individuelt.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.



PRESSALIT®

Produkt	TMA 3 armstøtte til montering på toilet, passer til IFØ Spira toilet 6261, Spira 6293 og Sign 6893
Varenummer	R1192112
Overensstemmelses- erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr. xx

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®