




PRESSALIT®

Product Varunummer	TMA 3 armstöd till montering på toalett, passar till IFØ Spira toilet 6261, Spira 6293 och Sign 6893 R1192112
Färg	VVS: 615725112 EAN: 5708590387475 HMI: 139267 Antracitgrå
Beskrivning	 TMA armstöd finns i olika bredder och modeller med eller utan toalettsits. TMA 3 armstöd för montering på toalett. Antracitgrå handtag. Inkl. två toalettpappershållare. Exkl. beslag. Bottenmontering. Passar IFØ Spira toalett 6261, Spira 6293 och Sign 6893. Rekommenderas med Pressalit Sign 553 + 554 toalettsitsar.
Justerbar	Fast höjd
Produktkapacitet	Maximal användarvikt, totalt: 150 kg. Maximal belastning per armstöd: 75 kg.
Material	Anodiserad aluminium och ABS.
Ergonomi	Rejåla stöd och handtag som ger bra stöd och komfort för händer och armar.
Funktioner	Armstöden är fällbara. Armstöden kan fällas upp och ner individuellt.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.



PRESSALIT®

Product	TMA 3 armstöd till montering på toalett, passar till IFØ Spira toilet 6261, Spira 6293 och Sign 6893
Varunummer	R1192112
Överensstämmelses deklaration	Denne produkt är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter. xx

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®