






PRESSALIT®

Pressalit 754 Toiletsæde med soft close inkl. beslag i rustfrit stål

Funktioner	Soft close	
Varenummer	754000-DM6999 VVS:614978000 NRF:6190386 EAN:5708590387895	
Farve	Hvid	
Beskrivelse	PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit 754", art. nr. 754 af gennemfarvet hærdeplast inkl. DM6 fast beslag i rustfrit stål. - centerafstand: 155 mm - belastning - ringsæde 180 kg - passer på Ifö Sign - 10 års garanti 	
Designtype	Sandwich	
Designer	Pressalit	
Design-år	2011	
Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast. BESLAG: Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.	



Pressalit 754
Toiletsæde med soft close inkl. beslag i rustfrit stål

Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 180 kg
Vægt	2,255 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	457x389x68 mm
Vægt emballeret	2,645 kg
Mål pr. kolli	469x401x348 mm
Vægt pr. kolli	13,225 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.
Garanti	Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.