




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Pressalit Public Classic Toiletbørste til vægmontage, m/skål, børstet stål PY30810
Produktbeskrivelse	VVS: 778499115 EAN: 5708590392356  Toiletbørste i massivt, rustfrit stål til vægmontering. Skjult tyverisikring med 2-punkts roset. Inkl. monteringssæt.
Materialer	Europæisk rustfrit stål (AISI 303)
Garanti Rengøring	Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com